

芯から温めて究極の癒し

アッチッチ



温熱面のセラミックプレートには「湯の花パウダー」「遠赤外線パウダー」配合

おすすめします！

- ◇肩こり・腰痛・冷え症でお悩みの方
- ◇マッサージでは改善されない方
- ◇不規則な生活をされている方
- ◇ストレスを感じている方
- ◇更年期障害等でお悩みの方



アッチッチ反応について

同じ温度で同じ様に温熱器を当てても他の部位よりも熱く感じる箇所を「アッチッチ反応」と呼んでいます。「アッチッチ反応」のあるところは血行が悪い部分や痛みのある場所です。その部分を繰り返し注熱することにより、血液やリンパの流れが良くなります。

湯の花パウダー*

秋田の秘湯「玉川温泉」。その効能の秘密は、放射性ラジウムを含む北投石にあります。北投石は国の特別天然記念物であり、採取は不可能です。しかし、その組成、生成の過程を調べると、北投石は玉川温泉の湯の花が堆積したものであり、測定の結果、採取可能な湯の花も北投石と同等レベルでラジウムを放射していることがわかりました。ラジウム系(ラドン・トロン)鉱石を使用した温泉は、神経痛や冷え症の緩和、体質改善に優れた効果を感じる方が特に多いようです。玉川温泉の湯の花から不純物を取り除き、北投石を約95%まで再現した人工北投石を精製してパウダーにしたものが「湯の花パウダー」です。



玉川温泉



採取した湯の花



湯の花を精製した湯の花パウダー

遠赤外線パウダー

遠赤外線は熱線とも言われ、ものを内側から温めるという特性を持っていますので、深部まで人体をマイルドに温めて血液の循環を促進させます。さらに新陳代謝など人間が本来もっている自然治癒力を高める作用があります。



製品仕様

型 式	YO-300AC アダプター
本 体 サ イ ズ	205mm×66mm
重 量	230g
本 体 素 材	難燃性 ABS 樹脂
温 熱 面	遠赤外線・湯の花パウダー配合セラミックプレート
定 格 入 力	AC100V～240V 出力：DC12V 4.0A
設 定 温 度	LO レンジ：35℃ 40℃ 45℃ HI レンジ：60℃ 63℃ 66℃ 69℃
ヒ ー タ ー	シリコンラバー面ヒーター (DC12V-30W)
温度制御方式	サーモスタットスイッチによる電子制御
温度過昇防止装置	90℃温度ヒューズタイマー 30分/60分 自動 OFF(カウントダウン式)