

芯から温めて究極の癒し

アッチッチ Thz



温熱面 のセラミックプレートには
「湯の花パウダー」・「Thz パウダー」
「遠赤外線パウダー」 配合

おすすめします！

- ◇肩こり・腰痛・冷え症でお悩みの方
- ◇マッサージでは改善されない方
- ◇不規則な生活をされている方
- ◇ストレスを感じている方
- ◇更年期障害等でお悩みの方



株式会社YUNOHANA

アッチッチ反応について

同じ温度で同じ様に温熱器を当てても他の部位よりも熱く感じる箇所を「アッチッチ反応」と呼んでいます。「アッチッチ反応」のあるところは血行が悪い部分や痛みのある場所です。その部分を繰り返し注熱することにより、血液やリンパの流れが良くなります。

Thz パウダー

Thz パウダーはテラヘルツ鉱石を特殊技法によりパウダー化したものです。テラヘルツは、浸透性が高く深部にまで均等にエネルギーが到達するという特長があります。



テラヘルツ鉱石

遠赤外線パウダー

遠赤外線は熱線とも言われ、ものを内側から温めるという特性を持っていますので、深部まで人体をマイルドに温めて血液の循環を促進させます。さらに新陳代謝など人間が本来もっている自然治癒力を高める作用があります。



湯の花パウダー

秋田の秘湯「玉川温泉」。その効能の秘密は、放射性ラジウムを含む北投石にあります。玉川温泉の湯の花から不純物を取り除き、北投石を約95%まで再現した人工北投石を精製してパウダーにしたものが「湯の花パウダー」です。



玉川温泉



採取した湯の花



湯の花を精製した
湯の花パウダー

製品仕様

型 式	YO-300AC アダプター
本 体 サ イ ズ	205mm×66mm
重 量	230g
本 体 素 材	難燃性 ABS 樹脂
温 熱 面	遠赤外線パウダー・湯の花パウダー・Thz パウダー配合
定 格 入 力	AC100V～240V 出力：DC12V 4.0A
設 定 温 度	LO レンジ：35℃ 40℃ 45℃ HI レンジ：60℃ 63℃ 66℃ 69℃
ヒ ー タ ー	シリコンラバー面ヒーター (DC12V-30W)
温度制御方式	サーモスタットスイッチによる電子制御
温度過昇防止装置	90℃温度ヒューズタイマー 30分/60分 自動 OFF(カウントダウン式)