

ワンランク上のフットケアを実感してください。

○ 着圧絞り上げ・遠赤外線・ホルミシス ○

ReflexBoots
リフレックスブーツ

エア・ルピエ



Air Le pied



ピッタリと隙間なく配置されたエアバッグがたっぷりと送り込まれる空気の圧力により、足全体を絞り上げ、心地よく揉みほぐします。

リフレックスブーツ エア・ルピエは、遠赤外線の温熱作用とエアバッグによる着圧機能を備えた健康美容器具です。つらい疲れやむくみは、その日のうちに和らげましょう。

足のお悩みをスッキリと解消して健康美脚に生まれ変わりませんか？

ブーツはマジックテープで調節しますので、幅広いサイズに対応可能で、着脱も簡単です。

気になる電磁波は、100%カット！安心してお使い頂けます。



足は第2の心臓

上半身とは違い重力の影響により、停滞してしまう下半身の血液を歩くことなどの筋肉運動によって上部へ送り出し、再び心臓に戻すポンプの役割りを行っているのが足の筋肉のポンプ作用です。そんなことから特にふくらはぎは「第2の心臓」と呼ばれています。立ち仕事や デスクワークなどによる足の運動不足や冷房などによる「冷え」「低体温」「ストレス」等によって足のポンプが充分に働けなくなると血液はもちろん、体液や老廃物が足に停滞してむくみや冷え、セルライトの原因になり、滞った老廃物やセルライトが毛細血管を圧迫し、さらに血液の流れが悪くなるという悪循環を引き起こしています。第2の心臓である大切な足をケアすることは、全身の健康や美しさにもつながると言えるでしょう。



エアルピエは、着圧と遠赤外線のダブル効果で、足元のトラブルを根本からケアします。仕事や運動後のリカバリーにも最適です。

ホルミシス効果

秋田県玉川温泉の「湯の花」を特殊加工した「湯の花パウダー」を練り込んだシートをブーツの中に配置しています。玉川温泉の湯の花は、薬石として世界でも有名な「北投石」を構成している成分で微量の放射線を放出しています。大量では有害な作用をするものが、わずかな量だと人体に生理的な刺激を与えて活発化させる現象をホルミシス効果と呼んでいます。

玉川温泉



特別天然記念物：北投石



採取した湯の花




湯の花パウダー




遠赤外線効果

遠赤外線とは太陽光線に含まれる『電磁波』の一種です。エアルピエが放射している遠赤外線は、遠赤外線の中の育成光線(4~14 μm)よりもさらに浸透性・安全性の高い育成光線の7~12ミクロンの波長を実現しました。生育光線は体温を上げ、人間の自然治癒力の向上にもつながるといわれています。




遠赤外線コードヒーター配置図



遠赤外線の温熱が足元からじんわりと全身に伝わります。
■ 遠赤外線温熱がふくらはぎから下に配置されています。

エアバッグ配置図



配置されたエアバッグは足全体をしっかりと包み込みます。
■ エアバッグは加圧と除圧が可能です。

■ 脱着もらくらく簡単 ■



画像1



画像2



画像3



画像4

- 椅子の前に立ち、ブーツの上部を持ち、つま先から中に足を入れます。
- 椅子に腰を下ろし、腿の位置からマジックテープを仮止めします。
- マジックテープをつま先に向かって仮止めして行きます。
- 全部のマジックテープの仮止めが完了したら各部を調整して装着完了です。

■ 仕様

商 品 名	リフレックス ブーツ エアルピエ		
電 源	電源 AC100V~240V 50-60 Hz(DC24V 4 A)		
消 費 電 力	加熱 70W±5 W 気圧 18W±5 W		
定 格 時 間	30分		
サ イ ズ	ブーツ 長さ	930mm	
	最大周囲大腿部	580mm	
	最大周囲ふくらはぎ	450mm	
	足サイズ	20cm~28cm	
	コントロールボックス	213×198×88 (mm)	
重 量	ブーツ(ホース付き)	2.96kg	
	コントロールボックス(アダプター付き)	1.50kg	
ア ラ ー ム	遠赤外線モード始動後 約 10分		
材 質	ブーツ:帆布地	エアーホース:	シリコン
	コントロールボックス:ABS樹脂		
製 造 国	日本		



株式会社 YUNOHANA

〒111-0042 東京都台東区寿4-7-12
TEL 03-6231-6081 FAX 03-6231-6082