

温水のやすらぎが、質の良い睡眠と
深いリラクゼーションをもたらします。

温水ボイラー & 温水マット



マイナス
イオン
効果

遠赤外線
効果

ホルミシス
効果


テラヘルツ
効果

玉川温泉の岩盤浴を再現しました。
「じんわり」「やさしい」お湯に包まれて身体の中から美しく！



ホルミシス効果

秋田県玉川温泉の「湯の花」を特殊加工した「湯の花パウダー」を配合。玉川温泉の湯の花は、薬石として世界でも有名な「北投石」を構成する成分で微量の放射線を放出しています。湯川で採取した湯の花を特殊製法で精製したものが湯の花パウダーです。



特別天然記念物：北投石

テラヘルツ効果

テラヘルツ鉱石から出ていると言われる「テラヘルツ波」(1THz)は1秒間に1兆回(1兆=テラ)ほどの分子振動をしています。この波長はさまざまな物質を貫通し、熱伝導率が非常に高いことも分かっています。そのテラヘルツ鉱石をパウダー状にしたテラヘルツパウダーを配合しています。



湯の花を採取する湯川

遠赤外線効果

遠赤外線パウダー配合。遠赤外線は、太陽光線に含まれる『電磁波』の一種ですが、「物質を温める体に良い電磁波」です。太陽を温かいと感じるのも遠赤外線の効果です。これを「輻射熱」といいます。輻射熱で身体を温めると、身体の内部まで温まり、一度温まると冷えにくい特長があります。



採取した湯の花

マイナスイオン効果

マイナスイオンはパウダー配合。マイナスイオンには血液を浄化して弱アルカリ性にする働き、新陳代謝や筋肉の働きを活性化させる働き他、自律神経の調節を促す効果や、抵抗力・免疫力をアップさせる効果があるといわれています。



湯の花を精製した湯の花パウダー



【温水マット効果】

- ・温水マットなら温水の圧力で腰の部分が沈み込むこともなく、自然な姿勢を保ったまま全身を同じ力で支えます。
- ・温度調節機能で温水の温度をコントロール、一定した快適な温度を維持します。
- ・温水に浮いているような心地よい体感深いリラクゼーションやストレス解消を導きます。

【温水ボイラー】

- ・①温度調節装置 ②温度過昇防止装置 ③傾斜センサー ④水位センサー ⑤凍結防止装置 ⑥安全タイマー ⑦過電流センサー ⑧ロック機能 ⑨誤作動防止装置 ⑩安全リレー装置、以上の10項目の安心・安全機能装備により、安全に安心してご使用いただけます。
- ・便利なリモコン付き。
- ・タンク内のクリーンフィルターにより、清潔できれいな温水が循環します。(フィルター交換目安3ヶ月)



テラヘルツ鉱石



温水ボイラー

◆ 製品仕様 ◆

定格入力	AC100V 50/60Hz
重量	ボイラー 約2Kg シュラフ6Kg
消費電力	250W
容量	ボイラー 0.7ℓ
材質	ボイラー：耐熱ABS マット：キルティング
温度調節	25℃～75℃(実際の温水温度)
サイズ	ボイラー W223×H235×D220(mm) リモコン W74×H20×D20(mm) マット 短辺 800×長辺 1800



株式会社 YUNOHANA

〒111-0042 東京都台東区寿2-9-1 ウッドトイズビル4F
TEL 03-6231-6081 FAX 03-6231-6082